

# 浙江济民制药股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

公司代码:603222

公司简称:济民制药

一、重要提示  
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等处了解本公司定期报告的全文。  
1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
1.3 公司全体独立董事出席董事会会议。  
1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	济民制药	603222
法人股东或股东关联方名称	董事会秘书室	证券事务代表	
办公地址	浙江省海盐县武原街道海盐经济开发区海盐大道1号	邮编	314900
电子信箱	jiemingph@jieming.com	传真	0576-84066900

1.6 本公司2015年度利润分配预案：本公司以2015年12月31日的股本16,000万股为基数，向全体股东按10派股转增10送红股，共派发现金红利总额1040万元。当年现金分红数额占2015年度合并报表中归属于母公司所有净利润的20.10%，未派发现金红利和转增下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后公司总股本将为32,000万股。

二、报告期间主要业务产品简介

(一) 公司主营业务和产品属于医药制造业，主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产与销售。主要是各种规格的PVC软袋输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、输液器等产品。

1.4.1 医疗器械

1.4.2 安全注射器

1.4.3 输液器

1.4.4 针头

1.4.5 塑料瓶

1.4.6 玻璃瓶

1.4.7 软袋

1.4.8 红包袋

1.4.9 红色塑料袋

1.4.10 红色玻璃瓶

1.4.11 红色塑料瓶

1.4.12 红色软袋

1.4.13 红色针头

1.4.14 红色塑料针头

1.4.15 红色玻璃针头

1.4.16 红色塑料软袋

1.4.17 红色玻璃软袋

1.4.18 红色塑料针管

1.4.19 红色玻璃针管

1.4.20 红色塑料输液器

1.4.21 红色玻璃输液器

1.4.22 红色塑料针头

1.4.23 红色玻璃针头

1.4.24 红色塑料软袋

1.4.25 红色玻璃软袋

1.4.26 红色塑料针管

1.4.27 红色玻璃针管

1.4.28 红色塑料输液器

1.4.29 红色玻璃输液器

1.4.30 红色塑料针头

1.4.31 红色玻璃针头

1.4.32 红色塑料软袋

1.4.33 红色玻璃软袋

1.4.34 红色塑料针管

1.4.35 红色玻璃针管

1.4.36 红色塑料针头

1.4.37 红色玻璃针头

1.4.38 红色塑料软袋

1.4.39 红色玻璃软袋

1.4.40 红色塑料针管

1.4.41 红色玻璃针管

1.4.42 红色塑料针头

1.4.43 红色玻璃针头

1.4.44 红色塑料软袋

1.4.45 红色玻璃软袋

1.4.46 红色塑料针管

1.4.47 红色玻璃针管

1.4.48 红色塑料针头

1.4.49 红色玻璃针头

1.4.50 红色塑料软袋

1.4.51 红色玻璃软袋

1.4.52 红色塑料针管

1.4.53 红色玻璃针管

1.4.54 红色塑料针头

1.4.55 红色玻璃针头

1.4.56 红色塑料软袋

1.4.57 红色玻璃软袋

1.4.58 红色塑料针管

1.4.59 红色玻璃针管

1.4.60 红色塑料针头

1.4.61 红色玻璃针头

1.4.62 红色塑料软袋

1.4.63 红色玻璃软袋

1.4.64 红色塑料针管

1.4.65 红色玻璃针管

1.4.66 红色塑料针头

1.4.67 红色玻璃针头

1.4.68 红色塑料软袋

1.4.69 红色玻璃软袋

1.4.70 红色塑料针管

1.4.71 红色玻璃针管

1.4.72 红色塑料针头

1.4.73 红色玻璃针头

1.4.74 红色塑料软袋

1.4.75 红色玻璃软袋

1.4.76 红色塑料针管

1.4.77 红色玻璃针管

1.4.78 红色塑料针头

1.4.79 红色玻璃针头

1.4.80 红色塑料软袋

1.4.81 红色玻璃软袋

1.4.82 红色塑料针管

1.4.83 红色玻璃针管

1.4.84 红色塑料针头

1.4.85 红色玻璃针头

1.4.86 红色塑料软袋

1.4.87 红色玻璃软袋

1.4.88 红色塑料针管

1.4.89 红色玻璃针管

1.4.90 红色塑料针头

1.4.91 红色玻璃针头

1.4.92 红色塑料软袋

1.4.93 红色玻璃软袋

1.4.94 红色塑料针管

1.4.95 红色玻璃针管

1.4.96 红色塑料针头

1.4.97 红色玻璃针头

1.4.98 红色塑料软袋

1.4.99 红色玻璃软袋

1.4.100 红色塑料针管

1.4.101 红色玻璃针管

1.4.102 红色塑料针头

1.4.103 红色玻璃针头

1.4.104 红色塑料软袋

1.4.105 红色玻璃软袋

1.4.106 红色塑料针管

1.4.107 红色玻璃针管

1.4.108 红色塑料针头

1.4.109 红色玻璃针头

1.4.110 红色塑料软袋

1.4.111 红色玻璃软袋

1.4.112 红色塑料针管

1.4.113 红色玻璃针管

1.4.114 红色塑料针头

1.4.115 红色玻璃针头

1.4.116 红色塑料软袋

1.4.117 红色玻璃软袋

1.4.118 红色塑料针管

1.4.119 红色玻璃针管

1.4.120 红色塑料针头

1.4.121 红色玻璃针头

1.4.122 红色塑料软袋

1.4.123 红色玻璃软袋

1.4.124 红色塑料针管

1.4.125 红色玻璃针管

1.4.126 红色塑料针头

1.4.127 红色玻璃针头

1.4.128 红色塑料软袋

1.4.129 红色玻璃软袋

1.4.130 红色塑料针管

1.4.131 红色玻璃针管

1.4.132 红色塑料针头

1.4.133 红色玻璃针头

1.4.134 红色塑料软袋

1.4.135 红色玻璃软袋

1.4.136 红色塑料针管

1.4.137 红色玻璃针管

1.4.138 红色塑料针头

1.4.139 红色玻璃针头

&lt;p